

BALANZA DE PISO BELLTRONIC 1000KG A 2000KG X 0,1KG



Balanza de Piso Belltronic

- Capacidad Max :
- 1000000g (1000kg) a 2000000g (2000kg)
- Legibilidad : 100g (0,1 kg)
- Función: Personalizada

SKU: N / A | **Categorías:** [10g/20g/50g/100g](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-05-0201	1000000	
	B-01-02-05-0202	2000000	

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Lámina con revestimiento en la superficie.
- Cuatro sensores de cuerpo de acero.
- Rendimiento estable y confiable.
- Alta presión.

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-05-0201	B-01-02-05-0202
Modelo	XU2U1×1	XU1U1×1
Capacidad Max (g)	2000000g (2000kg)	1000000g (1000kg)
Legibilidad (g)	100g (0,1 kg)	
Tamaño de la bandeja	1m×1m	
Tamaño de embalaje	Personalizado	
Función	Personalizada	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO