

BALANZA DE PISO BELLTRONIC 1000KG A 2000KG X 0,1KG





Balanza de Piso Belltronic

- Capacidad Max :
- 1000000g (1000kg) a 2000000g (2000kg)
- Legibilidad : 100g (0,1 kg)
- Función: Personalizada

SKU: N / A | **Categorías:** [10g/20g/50g/100g](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | 2021 Peso máximo (gramos) |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|
|  | B-01-02-05-0201 | 1000000 | |
|  | B-01-02-05-0202 | 2000000 | |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Lámina con revestimiento en la superficie.
- Cuatro sensores de cuerpo de acero.
- Rendimiento estable y confiable.
- Alta presión.

Especificaciones Técnicas

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Código de Producto | B-01-02-05-0201 | B-01-02-05-0202 |
| Modelo | XU2U1×1 | XU1U1×1 |
| Capacidad Max (g) | 2000000g (2000kg) | 1000000g (1000kg) |
| Legibilidad (g) | 100g (0,1 kg) | |
| Tamaño de la bandeja | 1m×1m | |
| Tamaño de embalaje | Personalizado | |
| Función | Personalizada | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO