


## BALANZA DE PLATAFORMA DE ALTA RESISTENCIA, 260LB -H-4748A



**SKU:** H-4748A | **Categorías:** [Balanzas mecánicas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM, Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de mayor capacidad del H-4732 anterior. Pesa en libras solamente. Capacidad de 260 libras, parte superior: 250 lbs por 10 lbs; Izquierda: 5 lbs x 1 oz; Derecha: 5 lbs x 0.1 lb; Tara Bar: 0-25 lbs. Completo con asa de transporte, que funciona como protector de la viga y permite colgar convenientemente de los soportes de pared, liberando el espacio de la mesa y el mostrador.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO