

**BALANZA DE PRECISIÓN ADAM HCB HIGHLAND<sup>®</sup>; 3000G X 0,1 G LEGIBILIDAD, 220V  
50 / 60HZ -HB-4715A.4F**



**SKU:** HB-4715A.4F | **Categorías:** [Balanza ASTM Capacidad de 1700 a 3800g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza de precisión Adam HCB Highland<sup>a</sup>; 3000g x 0,1 g Legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4715A.4F

Las balanzas Highland de Adam Equipment tienen lo necesario para el trabajo de laboratorio, el uso en campo y diversas aplicaciones industriales. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aíres extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire. La protección de sobrecarga ShockProtect™ mantiene el rendimiento de Highland seguro y protegido, y el peso de calibración interno HandiCal™ proporciona lecturas confiables una y otra vez.

Unidades de pesaje: g, ct, oz, pennyweight (dwt), Taels T (TL.T), Taels S (TL.S), Taels Hk. (TL.H) Newtons (N), kilogramo (kg), libra (lb)

- Interfaces USB y RS-232
- Bandeja de acero inoxidable
- Teclas de tara duales con recubrimiento de color
- La gran pantalla retroiluminada es clara y rápida de leer
- Corta aíres extraíble
- El apagado automático ahorra batería
- Tamaño del cajón 4.7 "dia. (120 mm) | Energía: Batería / CA | Peso del barco 7 lb (3.2 kg) Legibilidad: 0.1 g | Repetibilidad: 0.1 g | Linealidad:  $\pm 0.2g$

#### Accesorios

	HB-4710CV	Cubierta en uso
	HB-4710CS	Estuche de transporte

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO