

**BALANZA DE PRECISIÓN ADAM HCB HIGHLAND<sup>®</sup>; 300G X 0.01G LEGIBILIDAD, 220V  
50 / 60HZ -HB-4710A.4F**



**SKU:** HB-4710A.4F | **Categorías:** [Adam HCB Highland™](#), [Balanzas de precisión 300-600g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Balanza de precisión Adam HCB Highland<sup>a</sup>; 300g x 0.01g legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4710A.4F**

Las balanzas de Adam's Highland tienen lo que se necesita para el trabajo de laboratorio. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aíres extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire. ShockProtect™ brinda protección contra sobrecargas y la calibración interna HandiCal™ proporciona lecturas confiables.

Incluye bandeja de acero inoxidable; Corta-aíres desmontable; El apagado automático ahorra vida útil de la batería; Teclas de tara duales con recubrimiento de color y una gran pantalla retroiluminada que es clara y rápida de leer.

	HB-4710CV	Cubierta en uso
	HB-4710CS	Estuche de transporte

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO