

**BALANZA DE PRECISIÓN ADAM HCB HIGHLAND[®]; 600G X 0.01G LEGIBILIDAD, 120V
60HZ -HB-4712A**



SKU: HB-4712A | **Categorías:** [Adam HCB Highland™ Balanzas de precisión 300-600g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escala y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Adam HCB Highland[®]; 600g x 0.01g legibilidad, 120V 60Hz -HB-4712A

Las balanzas de Adam's Highland tienen lo que se necesita para el trabajo de laboratorio. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aíres extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire. ShockProtect™ brinda protección contra sobrecargas y la calibración interna HandiCal™ proporciona lecturas confiables.

Incluye bandeja de acero inoxidable; Corta-aíres desmontable; El apagado automático ahorra vida útil de la batería; Teclas de tara duales con recubrimiento de color y una gran pantalla retroiluminada que es clara y rápida de leer.

ACCESORIOS:

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | HB-4710CV | Cubierta en uso |
| <input type="checkbox"/> | HB-4710CS | Estuche de transporte |

[/tab]

[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO