

## BALANZA DE PRECISIÓN ADAM SOLIS, CAPACIDAD DE 3200 G, LEGIBILIDAD DE 0,01 G, CALIBRACIÓN EXTERNA - HB-5104.3F



### Balanzas de precisión Adam Solis, capacidad de 1700 a 3800 g

Con una pantalla gráfica de alta resolución y características intuitivas, las balanzas de precisión Solis proporcionan una solución excepcional para una variedad de aplicaciones de laboratorio Versátil y resistente, el Solis es ideal para laboratorios de investigación y control de calidad, educación científica, conteo de precisión y aplicaciones de producción y fabricación que necesitan resultados de precisión El teclado Solis es fácil de usar, con botones fáciles de leer y flechas de navegación útiles para una operación sin complicaciones.

- La pantalla gráfica de alta resolución tiene un tamaño amplio para una visibilidad clara
- El indicador de nivel y las patas ajustables garantizan una configuración adecuada de la balanza para obtener resultados de pesaje óptimos
- Ranura de seguridad para cerradura y cable tipo Kensington opcionales para ayudar a evitar robos
- La sartén grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
- La interfaz RS-232 está disponible para proporcionar una conexión rápida a ordenadores e impresoras

**SKU:** HB-5104.3F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Balanzas de precisión Ohaus Adventurer, 1700 a 3800g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO