


## BALANZA DE PRECISIÓN - MODELOS DE 2 Y 3 DECIMALES 100-1000G



### Balanza de Precisión

- Celda de carga de medición de tensión de alta precisión.
- Construcción robusta con placa de acero inoxidable y anillo de derrame.
- Protección preliminar para una lectura más precisa.
- Operado con baterías o CA.
- Paneles frontales sellados.
- Fácil operación de 6 botones.

**Capacidad Max (g)** 100g a 1000g

**División (g):** 0.001g / 0.01g (Depende del modelo)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas](#), [Balanzas Belltronic plus](#), [Balanzas de Precisión](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)	2021 Legibilidad/resolución (gramos)
	B-01-17-02-0101		100	0.001
	B-01-17-02-0102		200	0.001
	B-01-17-02-0103		300	0.001
	B-01-17-02-0104		300	0.01
	B-01-17-02-0105		600	0.01
	B-01-17-02-0106		1000	0.01

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Con burbuja de nivelación y base ajustable para la estabilidad de la escala.
- Calibración externa.
- Interfaz estándar bidireccional RS232
- Temperatura de funcionamiento: 50°F a 104°F / 10°C a 40°C
- Modos de pesaje: g, oz, ozt, dwt, ct, lb, %, 1 unidad personalizada, conteo de piezas.
- Alimentación: Adaptador de CA de 110V, 220V 50/60 Hz o 4 baterías AA (no incluidas).
- Tamaño del Platillo :  $\Phi$ 120mm
- Dimensiones: 9.8"(L) x 6.7"(W) x 2.6"(H) (250mmx170mmx67mm).

### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-17-02-0101	B-01-17-02-0102	B-01-17-02-0103	B-01-17-02-0104	B-01-17-02-0105	B-01-17-02-0106
Modelo	FT-103IB	FT-203IB	FT-303IB	FT-300IB	FT-600IB	FT-1000IB
Capacidad (g)	100g	200g	300g	300g	600g	1000g
División (g)	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO