

BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER: 1520G X 0.01G, CALIBRACIÓN INTERNA, 220V 50 / 60HZ -HB-5315AC.4F



SKU: HB-5315AC.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad de 700 a 1.700 g](#), [Balanzas de precisión Ohaus Adventurer 700g - 1700g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Ohaus Adventurer: 1520g x 0.01g, calibración interna, 220V 50 / 60Hz -HB-5315AC.4F

El OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase. The Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color.

También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos de calibración externos e internos. Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente. También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Aventureros en su laboratorio. La balanza también cuenta con un gancho integral de peso inferior para aplicaciones de pesaje de peso bajo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO