

BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER: 2200G X 0.01G, CALIBRACIÓN EXTERNA, 220V 50 / 60HZ -HB-5322A.4F



SKU: HB-5322A.4F | **Categorías:** [Balanza ASTM Capacidad de 1700 a 3800g](#), [Balanzas de precisión Ohaus Adventurer](#), [1700 a 3800g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Ohaus Adventurer: 2200g x 0.01g, calibración externa, 220V 50 / 60Hz -HB-5322A.4F

El OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase. El Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color.

También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos de calibración externos e internos. Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente. También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Aventureros en su laboratorio. La balanza también presenta un gancho integral de peso abajo para aplicaciones de pesaje de peso bajo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO