

**BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER, 420G X 0.001G -220V 50-60HZ  
CALIBRACIÓN EXTERNA -HB-5342A.4F**



**SKU:** HB-5342A.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g](#), [Balanzas de precisión Ohaus Adventurer, 200g - 700g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Balanza de precisión Ohaus Adventurer, 420g x 0.001g -220V 50-60Hz Calibración Externa -HB-5342A.4F**

El OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase. The Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color. También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos de calibración externos e internos.

Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente. También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Aventureros en su laboratorio. La balanza también cuenta con un gancho integral de peso inferior para aplicaciones de pesaje de peso bajo.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO