

**BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS EXPLORER: 6200G X 0.1G, CALIBRACIÓN INTERNA,  
220V 50 / 60HZ -HB-5620C.4F**



**SKU:** HB-5620C.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza de precisión Ohaus Explorer: 6200g x 0.1g, calibración interna, 220V 50 / 60Hz -HB-5620C.4F

La balanza NEW Explorer ofrece la máxima calidad al combinar resultados de pesaje rápidos y altamente precisos combinados con software de pesaje intuitivo, sensores de operación programables por el usuario sin contacto, diseño modular y calibración interna de calibración automática.

Tamaño de la bandeja de 7.5 "x 7.9" (190 x 200 mm)

- El diseño modular permite al usuario configurar el equilibrio en casi cualquier configuración necesaria.
- 4 sensores sin contacto le permiten programar funciones como imprimir, calibrar, tarar, etc., solo agite su mano.
- El software intuitivo proporciona un software gráfico fácil de usar con 14 aplicaciones.
- Tiempo de estabilización rápido, hasta un 50% más rápido
- La calibración inteligente Auto-Cal garantiza un rendimiento preciso mediante la calibración diaria de la balanza de forma automática.
- La configuración intuitiva del usuario hace que este equilibrio sea un placer de usar.

#### Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	HB-5292DC	Cable para extensión de pantalla, balanza Ohaus Ranger HC, 9 m.
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-5292T	Torre montaje de balanzas Ohaus Explorador de precisión
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-5392R	Cable, PC RS232 de 25 pines
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-5392C	Cable, interfaz USB

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO