

BALANZA DE TORSIÓN DE PRECISIÓN BELLBALANZTORPREC



- Se aplica principalmente a la medida de la alta precisión de la sustancia del rastro.
- Principio de combinación del elemento elástico, abrasión mecánica de no-fulcro y alta flexibilidad.

Rango de pesaje (Capacidad g /mg)

0.005g (5mg) a 2.5g (2500mg)

Precisión (legibilidad g /mg)

0.00001g (0.01mg) a 0.005g (5mg)

Peso Neto (kg)

5kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza de torsión](#) |

VARIACIONES










Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-5	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-10	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-25	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-50	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-100	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-250	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-500	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)
	BellBalanzTorPrec-1000	Any 2021 Peso máximo (gramos)	Any 2021 Peso máximo (gramos)

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
 A photograph of a mechanical analytical balance, model BellBalanzTorPrec-2500. It has a circular dial with a needle and a weighing pan on top, mounted on a base with four legs.	BellBalanzTorPrec-2500	Any 2021 Peso máximo (gramos)	

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de torsión de precisión

Características:

- No hay pesaje durante el funcionamiento, sino que lee directamente los datos de medición.
- Operación fácil y exhibición rápida.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (Capacidad g /mg)	Precisión (legibilidad g /mg)	Peso Neto (kg)	Tamaño externo	Tamaño del paquete
1	BellBalanzTorPrec-5	0.005g (5mg)	0.00001g (0.01mg)	5kg	250*210*360mm	380*325*525mm
1	BellBalanzTorPrec-10	0.01g (10mg)	0.00002g (0.02mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-25	0.025g (25mg)	0.00005g (0.05mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-50	0.05g (50mg)	0.0001 (0.1mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-100	0.1g (100mg)	0.0002g (0.2mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-250	0.25g (250mg)	0.0005g (0.5mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-500	0.5g (500mg)	0.001g (1mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-1000	1g (1000mg)	0.002g (2mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm
1	BellBalanzTorPrec-2500	2.5 (2500mg)	0.005g (5mg)	5kg	250*210*360mm	250*210*360mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO