

## BALANZA DE VIGA



SKU: N / A | Categorías: [Balanza de viga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza de Viga

#### Balanza Belltronic MB2610

La Balanza de Viga MB2610 es adecuada para experimentos de física y química, pesajes analíticos en trabajos químicos, pesaje de higiene médica, productos alimenticios, agricultura, textiles, electrónica, minas, instituciones de investigación científica, laboratorios de ciencias de la secundaria, universidades y más.

Construcción: lectura directa de triple viga, amortiguación magnética, construcción metálica duradera, plano de ágata de tierra para una precisión mejorada y una vida operativa más larga.

Operación: Después de colocar la balanza en una superficie lisa y plana, deslice los pesos hacia arriba en la ranura en la viga respectiva (centro y detrás), y a la posición cero.

Puesta a cero: con todos los pesos deslizantes en la posición cero, el puntero debería estar cerca de cero. Para el cero exacto, ajuste la perilla moleteada, que se encuentra en el extremo izquierdo de la viga.

#### Características estándar:

1. Sin pesos de los accesorios: 610g
2. Con las pesas de accesorios opcionales: 2610g
3. Legibilidad: 0.1g
4. Unidades de pesaje: gramos
5. Tamaño de la plataforma, 15cm
6. Calibraciones de las vigas: 10x0.1g; 100x10g; 500x100g

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	MB2610
Capacidad	2610g
Graduación	0.1g
Viga (dial)	100x10g / 500x100g / 10x0.1g
Diametró de la plataforma	15cm
Dimensiones	46x7.6x14cm 51.5x35x46cm / 4Pzs/CTN
Empaque	Peso Bruto 13kg / Peso Neto 9.5kg

/]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO