

BALANZA DIGITAL DE ELEVACIÓN



Ligero y portátil para usar en el hogar, la comunidad o el hospital.
Se adapta a la mayoría de los montacargas.
Equipa un indicador de escala de calidad superior de Mettler-Toledo/EE. UU.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic HW

Características estándar:

- Ligero y portátil para usar en el hogar, la comunidad o el hospital.
- Se adapta a la mayoría de los montacargas.
- Equipa un indicador de escala de calidad superior de Mettler-Toledo/EE. UU.
- Equipado con doble sensor de medición de alta precisión.
- Clips de seguridad para asegurar las tiras de la correa.
- Diseño más grande para adaptarse a elevaciones más grandes.
- Opción: Indicador de función de Índice de Masa Corporal

Especificaciones:

- Capacidad: 200kg / 300kg.
- Graduaciones: 100g
- Dimensiones: HW-200S: 660 mm (l) x 215 mm (a) x 130 mm (d)
- Opción HW-200L: 760 mm (l) x 215 mm (a) x 130 mm (d)

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso máximo (gramos)

[200, 300](#)

COTECNO