

## BALANZA ELECTROMAGNÉTICA CON CALIBRACIÓN EXTERNA BELLTRONIC 100G A 220G X 0.1MG



### Balanza Electromagnética con Calibración Externa Belltronic

Calibración externa, fácil operación , con una interfaz RS232, y un protector de vidrio contra el viento que asegura que la lectura sea estable.



- **Capacidad Max (g)** 100g a 220g
- **Legibilidad (g)** (0.0001g / 0.1mg)
- **Peso Bruto (kg)** 8.5 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#), [Balanzas](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



WANT®



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-01-0101	100	
	B-01-02-01-0102	110	
	B-01-02-01-0103	160	
	B-01-02-01-0104	200	

**Imagen**

**SKU**

**Descripción**

**2021 Peso máximo (gramos)**



B-01-02-01-0105

220

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	GB1004H	GB1104H	GB1604H	GB2004H	GB2204H
Código de Producto	B-01-02-01-0101	B-01-02-01-0102	B-01-02-01-0103	B-01-02-01-0104	B-01-02-01-0105
Capacidad Max.	100g	110g	160g	200g	220g
Legibilidad	0.0001g (0.1mg)				
Tamaño de Platillo (mm)	Φ80				
Pantalla	LCD (Luz de fondo blanco)				
E/S	RS232				
Energía	220V/110V				
Unidad	g, ct, oz, ozt, %, pcs				
Estándar	Peso de calibración, RS232				
Opcional	impresora (impresora matricial, impresora térmica)				
Dimensión del esquema (cm)	35×21×35				
Tamaño de embalaje (cm)	39×30×45				
Peso Bruto (kg)	8.5 kg				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO