

## BALANZA ELECTRÓNICAS PARA BEBÉS



Capacidad máxima: 20kg.

Graduación: 5g.

Pantalla LCD de 23mm.

Potencia: 1X CR2032.

Equipado con un sensor de extensímetro de alta tensión.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Electrónicas para Bebés

Balanza Belltronic DBS-20C

#### Características estándar:

- Capacidad máxima:20000g (20kg)
- Graduación: 5g.
- Pantalla LCD de 23mm.
- Potencia: 1X CR2032.
- Equipado con un sensor de extensímetro de alta tensión.
- Botón para comenzar.
- Función de mantenimiento para registrar el peso con los bebés inquietos.
- Función de tara.
- Intercambiador de la unidad de pesaje entre kg/lb/st.
- Con cero automático y la función de apagado automático.
- Indicación de carga baja y sobrecarga.

#### Embalaje:

- Tamaño del producto de la unidad: 560x330x53mm.
- Tamaño de la caja de color (ancho x alto x largo): 592 \* 70 \* 365mm.
- Cantidad por cartón de la exportación: 2pzs.
- Cartón de la exportación (An x Al x L): 605X300X380mm.
- Peso Neto (kg) :20kg
- Peso Bruto(kg): 22.5kg.
- Unidades por 20" / 40" / HQ: 1536pcs / 3276pcs / 3856pcs

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO