

## BALANZA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) DE DENSIDAD ELECTRÓNICA BELLBALANZDENELEC-500



### **Balanza analítica (gravedad específica)**

de densidad electrónica es una balanza inteligente especialmente desarrollada con la adopción de un sensor de balance electromagnético y un microordenador de chip único de alta estabilidad.

### **Rango de pesaje (Capacidad / g)**

0~210g a 0~500

### **Precisión (Legibilidad mg/g)**

0.0001g (0.1mg) a 0.001g (1mg)

**SKU:** BellBalanzDenElec-500 | **Categorías:** [Balanza de gravedad específica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Lectura directa del valor de la densidad.
- Diseño humanizado, nuevo diseño y parabrisas transparente de cinco lados.
- Un sensor de equilibrio electromagnético de nueva generación garantiza una alta precisión
- Aplicación: detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
- Programas de aplicación como "calentamiento", "calibración" y protector de pantalla.
- La pantalla LCD aporta un sentido visual más claro y cómodo al operador

### Funciones:

- Funciones múltiples: cuenta automática, conversión de unidad (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, funcionamiento a gran escala, memoria cero, etc.
- La calibración automática incorporada garantiza una operación más fácil, más rápida, estable y precisa del balance.
- La interfaz de salida incorporada RS232C garantiza la conexión directa a la computadora y a la impresora.
- Gancho para peso inferior incorporado garantiza un uso conveniente.

### Datos técnicos:

1. Capacidad de descarga Plumb bob: 5cm<sup>3</sup>
2. Proporción estándar: 1.0000 / 1.000 para agua pura a 20 °C
3. Rango de la proporción del líquido: 0 ~ 2.0000 / 0 ~ 2.000
4. Precisión: 0,0001 / 0,001

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (Capacidad / g)	Precisión(Legibilidad mg/g)	Tamaño de escala (mm)	Dimensión del esquema/mm	Espacio de trabajo (mm)	Peso Neto (kg)
1	BellBalanzDenElec-210	0~210	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-200	0~200	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-100	0~100	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-500	0~500	0.001g (1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-300	0~300	0.001g (1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO