

BALANZA INDUSTRIAL DEFENDER™ SERIE 3000



Las balanzas de mesa Defender™ 3000 cuentan con un diseño base de bastidor tubular simple pero robusto y el indicador T31P con teclas táctiles, pantalla LCD retroiluminada, funcionamiento con batería recargable incorporada y capacidades de montaje flexibles.

- Cuatro modelos de capacidad a escala: 60 lb / 30 kg, 150 lb / 60 kg, 300 lb / 150 kg, 600 lb / 300 kg
- Resolución máxima 1: 6000-7500d
- Bandeja de acero inoxidable 304, marco y celda de carga IP67
- Pies de nivelación de goma antideslizantes ajustables con indicador de nivel visible externamente
- El indicador T31P presenta una carcasa de plástico ABS con refuerzos internos en las costillas, cubierta delantera / trasera reversible, pantalla LCD retroiluminada
- Múltiples unidades de peso (lb, lb: oz, kg, g) Métrico o imperial
- Modo de recuento de piezas con tamaños de muestra seleccionables, tamaño de la última muestra y datos de peso promedio de la pieza
- Pantalla de peso LCD de 1 pulgada (25 mm) de alto con luz de fondo de alto contraste
- RS232 incorporado para impresión y conexión de datos
- Adaptador de CA y batería interna de ácido de plomo recargable

SKU: BELLBALIND-3000 | **Categorías:** [Escalas Electrónicas](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO