

## BALANZA INTELIGENTE BELLTRONIC DE 15KG 0.1





### Balanza inteligente

- Capacidad Max. 6000g a 15000g
- Legibilidad : 0.1g a 1g (Depende del modelo)

**SKU:** B-01-02-09-0703 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-02-09-0701	B-01-02-09-0702	B-01-02-09-0703	B-01-02-09-0704	B-01-02-09-0705	B-01-02-09-0706
Modelo	XU60001HG	XU100001HG	XU150001HG	XU6000HG	XU10000HG	XU15000HG
Capacidad Max. (g)	6000 g	10000 g	15000 g	6000 g	10000 g	15000 g
Legibilidad (g)	0.1g	0.1g	0.1g	1 g	1 g	1 g
Tamaño de platillo (mm)	Φ 200 mm de acero inoxidable 304.					
Pantalla	Pantalla LCD (luz blanca de fondo) (L x W) 4.5" x 1.6" (115x40 mm)					
Interfaz	RS232					
Energía	AC/DC (batería recargable)					
Unidades	G kg, oz, CT, lb, GN					
Función Principal	Recuento, porcentaje, Tara de rango completo, Protección contra sobrecarga, seguimiento del 0 , peso inferior , Indicador de alimentación de baja					
Accesorios	Manual en inglés, adaptador					
Velocidad	2 s					
Valor estable de tiempo	3 s					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO