

## BALANZA MADRE-HIJO



Capacidad máxima: 150kg/330lb/24st.

División de escala: 50g/0.1lb.

Dígitos de 1.8" LCD con retroiluminación brillante azul.

Función tara para mostrar el peso del niño directamente.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic EB-112

- \* Capacidad máxima: 150kg/330lb/24st.
- \* División de escala: 50g/0.1lb.
- \* Dígitos de 1.8" LCD con retroiluminación brillante azul.
- \* Función tara para mostrar el peso del niño directamente.
- \* Memoria de usuarios: 2 usuarios.
- \* Comparación de peso.
- \* Auto encendido.
- \* 4 pilas AAA (excluidas).
- \* Vidrio templado de 6 mm.
- \* Equipado con sensores de alta tensión.
- \* Unidades de peso kg/lb/st.
- \* Apagado y cero automático.
- \* Batería baja e indicación de sobrecarga.
- \* Dimensiones de la balanza: 300x300x25mm.
- \* Tamaño del cartón: 330x241x340mm 6pcs/ctn.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO