


BALANZA MECÁNICA OHAUS 2610G -H-4603



SKU: H-4603 | **Categorías:** [Balanzas mecánicas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escala y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie 700 de Ohaus se adapta a una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Las características estándar incluyen: Estabilidad más rápida: lectura de estabilidad tres veces más rápida que cualquier otro equilibrio de tres haces en el mercado; y, una mayor precisión: la excelente calidad del haz permite un posicionamiento suave del equilibrio. Incluye juegos de pesas.

La imagen que se muestra es el modelo H-4604.

Plataforma para H-4603 y H-4604: placa de acero de 6 "de diámetro

Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4615P	Cucharón de polipropileno y contrapeso (703-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4615S	Cucharón y contrapeso de acero inoxidable (703-S0)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-21160	Tenaza y varilla de soporte
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4609	Juego de peso de accesorio de reemplazo (707-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4603CC	Estuche de acero
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4603C	Cubierta de polvo de vinilo (706-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4601	500g Accesorio Peso

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO