

BALANZA MECÁNICA OHAUS TRIPLE, PRO -H-4739



SKU: H-4739 | **Categorías:** [Balanzas mecánicas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM, Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Triple Pro tiene una capacidad de 2600g y una legibilidad de 0.1g. Balance tiene un almacenamiento masivo integral cubierto, que incluye un juego de pesas y un asa incorporada para facilitar su uso. Balance también cuenta con un bloqueo de almacenamiento para proteger el equilibrio cuando no está en uso y un compensador de ajuste de cero con carga de resorte. Incluye varilla y abrazadera para la configuración rápida de aplicaciones de peso bajo, como la gravedad específica.

Capacidad: 2610g | Legibilidad: 0,1 g | Peso de envío. 8.8 lb. (3.99kg)

Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4615P	Cucharón de polipropileno y contrapeso (703-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4615S	Cucharón y contrapeso de acero inoxidable (703-S0)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-21160	Tenaza y varilla de soporte
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4609	Juego de peso de accesorio de reemplazo (707-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4603CC	Estuche de acero
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4603C	Cubierta de polvo de vinilo (706-00)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4601	500g Accesorio Peso

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO