

## BALANZA MECÁNICA PARA BAÑO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Mecánica para Baño

Balanza Belltronic EBS01

- 1) Capacidad: 150kg/grad.: 500g, 300lb/grad: 1lb.
- 2) El color puede ser cambiado.
- 3) Unidad: kg o kg y lb.
- 4) Producto Dim.:28.5x42.5x8.5cm.
- 5) Embalaje: caja de color, Espuma de Poliestireno, Caja Marrón.
- 6) Cantidad de Cnt: 3pcs/ctn, P.B.:12kg, 1590pcs para 20 envases.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO