

## BALANZA MÉDICA MECÁNICA



La balanza médica cuenta con un sistema de vigas dual fundido a presión. El peso se puede leer desde la parte delantera o trasera.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic MPS-200A/B

La balanza médica MPS-200A/B cuenta con un sistema de vigas dual fundido a presión. El peso se puede leer desde la parte delantera o trasera. La base de la balanza está diseñada con una cubierta de base antideslizante extraíble para facilitar la limpieza.

La barra de altura mide de 24 pulgadas (60 cm) a 84 pulgadas (210 cm). Durable, preciso y fácil de operar, mover y almacenar, el MPS-200A/B es ideal para usar en clínicas y hospitales.

### Características estándar:

- Capacidad de lectura dual y barra de altura.
- Cuerpo de acero esmaltado robusto.
- Viga fundida a presión.
- Balanza con infraestructura robusta.
- Cubierta extraíble de plástico resistente a deslizamiento.
- Varilla de altura de aluminio retráctil.
- Operación fácil con dos pesos deslizantes.
- Las ruedas traseras hacen que la balanza sea fácil de mover.
- Burbuja de nivel opcional, pies ajustables y bases para mano.

### Especificaciones:

- Capacidad: 200kg x 0.1kg (440lb x 4oz)
- Capacidad de la opción: 160kg / 180kg / 220kg
- Rango de altura de la varilla: 60 cm a 210 cm x 0.1 cm (2' a 7' x 0.125")
- Tamaño de la plataforma de pesaje: 375mm (L) x 275 mm (An) / 14,75" L x 10,80" An
- Dimensión general: 530mm (L) x 275mm (An) x 1485mm (Al) / 21" (L) 10.8" (An) 58.5" (Al)
- Peso: 17kg (38lb)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO