


BALANZA MICRO-ANALÍTICA CON PANTALLA TÁCTIL



Esta serie es ampliamente utilizada en las industrias de investigación científica, educación, tratamiento medico, metalurgia, agricultura, etc.

Capacidad (g) 120g a 210g

Legibilidad (g) 0.0001g / 0.00001g

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Analíticas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Micro-Analítica con Pantalla Táctil

Balanza Belltronic ESJ-TII

Balanza Micro-Analítica con Pantalla Táctil adoptan la tecnología de alta sensibilidad y estabilidad de sensores de fuerza electromagnética de tipo trasero reconocidos internacionalmente, es la ventaja que tienen las balanzas a otros productos industriales similares. Con apariencia de moda creativa, excelente textura, mano de obra estricta y exquisita, las balanzas de estas series obtienen una mayor calidad y orientación de precios.

Esta serie es ampliamente utilizada en las industrias de investigación científica, educación, tratamiento médico, metalurgia, agricultura, etc.

Especificaciones

- Pantalla táctil inteligente a color de 5.0" .
- Sensor de fuerza electromagnética de tipo trasero.
- Protector contra el viento de vidrio es completamente transparente, y las muestras se pueden ver claramente y por completo.
- Pantalla LCD desmontable, evita golpes y vibraciones en la balanza cuando el usuario maneja las teclas.
- Seleccione el dispositivo de pesaje de gancho inferior.
- Calibración de pesos internos con una sola tecla.
- Función de pesaje de llenado, función de pesaje porcentual, función de pesaje por recuento, función de pesaje de fondo.
- Puerto de comunicación RS232, seleccione la interfaz USB.
- Seleccione la impresora térmica.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	1	2	3	4
Modelo	ESJ-TII120A	ESJ-TII210A	ESJ-TII120B	ESJ-TII210B
Capacidad (g)	120/30	210/30	120/30	210/30
Legibilidad (g/mg)	0.0001g (0,1mg) / 0.00001g (0,01mg)			
Forma de calibración	Calibración interna		Calibración externa	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO