

## BALANZA MICRO-ANALÍTICA ELECTRÓNICA



Esta serie es ampliamente utilizada en las industrias de investigación científica, educación, tratamiento medico, metalurgia, agricultura, etc.

**Capacidad (g)** 120g a 210g

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Analíticas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic ESJ-II

Las series ESJ-II adoptan la tecnología de alta sensibilidad y estabilidad de sensores de fuerza electromagnética de tipo trasero reconocidos internacionalmente, es la ventaja que tienen las balanzas a otros productos industriales similares. Con apariencia de moda creativa, excelente textura, mano de obra estricta y exquisita, las balanzas de estas series obtienen una mayor calidad y orientación de precios.

### Características:

- Sensor de fuerza electromagnética de tipo trasero.
- Parabrisas completamente transparente, las muestras se pueden ver claramente y por completo.
- Pantalla LCD desmontable, evita golpes y vibraciones en la balanza cuando el usuario maneja las teclas.
- Seleccione el dispositivo de pesaje de gancho inferior.
- Calibración de pesos internos con una sola tecla.
- Función de pesaje de llenado, función de pesaje porcentual, función de pesaje por recuento, función de pesaje de fondo.
- Puerto de comunicación RS232, seleccione la interfaz USB.
- Seleccione la impresora térmica.

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto

Modelo	ESJ-II120A	ESJ-II210A	ESJ-II120B	ESJ-II210B
Capacidad (g)	120/30	210/30	120/30	210/30
Legibilidad (g/mg)	0.0001g (0.1mg) / 0.00001g (0.01mg)			
Tipo de Calibración	Calibración Interna		Calibración Externa	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO