

BALANZA PARA MEDICIÓN DE LONGITUD DEL BEBE



La balanza para medición de longitud del bebe hecha de aluminio con lenguas de medición plegables. Las patas en forma de triángulo soporta la varilla de medición cuando se coloca sobre una mesa para mediciones rápidas y precisas de bebés

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic BLR-100

La balanza para medición de longitud del bebe BLR-100 hecha de aluminio con lenguas de medición plegables. Las patas en forma de triángulo soporta la varilla de medición cuando se coloca sobre una mesa para mediciones rápidas y precisas de bebés. los rango de medición van hasta 1000mm con graduaciones de 2mm dará precisión y mediciones confiables en cualquier momento.

- Rango de medición: 65-1000 mm.
- Graduación: 1mm.
- Dimensiones: 110 x 140 x 340 mm.

Estera de medición de longitud del bebé.

- Rango de medición: 200-1000 mm.
- Graduación: 5mm.
- Dimensiones: 1260 x 280 x 90 mm.

Tabla de medición de la longitud del bebé.

- Rango de medición: 65-1000 mm.
- Graduación: 1mm.
- Dimensiones: 1260 x 280 x 90 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO