


## BALANZA POSTAL BELLTRONIC 5KG A 30KG



**SKU:** B-01-02-07-0300 | **Categorías:** [Más Instrumentos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Postal Belltronic 5kg a 30kg

#### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-07-0300
Modelo	XU302C
Capacidad	5kg/30kg
Legibilidad	2g/10g (0-5kg: 2gramos, 5-30kg: 10gramos)
Unidades de Pesaje	Kg, lb, oz, ct
Digitos de Pantalla	5 dígitos
Dimensiones de Pantalla	200mmx100mx130mm (Panel de pantalla: 105mm x 25mm)
Teclas de función	ON/OFF, PRT, CAL, MODO, TARA)
Construcción	Platillo de acero inoxidable
Auto Cero Seguimiento / Tara	Reseteable
Ambiente de operación	0°C - 40°C
Interfaz	RS232
Dimensiones de la balanza	400mm x 300mm x 110mm
Suministro de energía	AC200-240V 50Hz
Peso Bruto	8.3kg
Peso Neto	6.7kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO