

BALANZA VETERINARIA



Balanza veterinaria

- Toda la plataforma es impermeable y de acero inoxidable
- Chasis de plástico ABS impermeable y resistente a la corrosión
- Pies de apoyo de altura ajustable incorporados en el chasis que facilitan el transporte y no afectar la apariencia,


Capacidad Max (g) 200000 g / 6000 g

Peso Neto (kg) 14kg

Pantalla: Pantalla LCD

SKU: BELLVET-200x0.06 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic Access](#), [Balanzas veterinarias](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Función:

- Pantalla LCD con luz de fondo azul y fuente blanca,
- La capacidad múltiple, la precisión múltiple pueden cambiar instantáneamente
- 3 unidades: kg, lb, oz
- Función de tara, indicación de sobrepeso y batería baja
- Función de apagado automático (cuando se usa la batería)

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellVet-200×0.06
Capacidad Max (g)	200000 g / 6000 g
Pantalla	Pantalla LCD
Fuente de alimentación	Batería o adaptador 4 * AAA
Tamaño de la plataforma	1030 * 530 mm
Tamaño de escala	1030 * 530 * 40 mm
Peso Neto (kg)	14kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO