

BALANZAS ELECTROSTÁTICAS DE PESO SUMERGIDO



Funciones potentes y ricas como la calibración automática



Rango (Capacidad g) 2000g a 5000g

Precisión (legibilidad g) 0.1g

Peso Neto (kg) 6.82kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza de peso sumergido](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
 A photograph of a laboratory balance scale with a stainless steel base and a digital display on top.	BellBalanzElecHidr-20002	2000	
 A photograph of a laboratory balance scale, similar to the one above but with a larger base.	BellBalanzElecHidr-50002	5000	

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanzas electrostáticas de peso sumergido

Funciones potentes y ricas como la calibración automática, la función de venta completa, la memoria cero, la conversión de unidades, la cuenta automática y el porcentaje.

AC / DC intercambiable, interfaz de salida.

Especificaciones Técnicas

Código	Modelo	Rango (Capacidad g)	Precisión (legibilidad g)	Rango de pesaje	Peso Neto (kg)	Tamaño externo	Tamaño del paquete	Poder
1	BellBalanzElecHidr-50002	5000g	0.1g	Weighing Bellow	6.82kg	350*215*340mm	480*375*515mm	AC/DC
1	BellBalanzElecHidr-20002	2000g	0.1g	Weighing Bellow	6.82kg	350*215*340mm	480*375*515mm	AC/DC

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO