

BANCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA -H-2710A.1



SKU: H-2710A.1 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Estructura Plataforma](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Banco específico de la capacidad con orificio para acomodar gancho para básculas de peso bajo; y, un estante accionado por manivela que le permite llevar el tanque de agua hasta la muestra, lo que facilita la inmersión de la muestra. No incluye el tanque

- [Accesorios](#)

<input type="checkbox"/>	H-2712A	Tanque de gravedad específico con calentador / circulador
<input type="checkbox"/>	H-2712A.6	Ensamblaje de Calentador / Circulador
<input type="checkbox"/>	H-3351	Contenedor de muestras para la solidez del agregado
<input type="checkbox"/>	H-3353	Recipiente de muestra para agregado grueso
<input type="checkbox"/>	H-3371	Cesta de gravedad específica
<input type="checkbox"/>	H-3355	Tamiz de Gravedad Específica # 4
<input type="checkbox"/>	H-2715	Tubo hueco, gravedad específica
<input type="checkbox"/>	H-3372	Cubo de reemplazo QuarterMaster™

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO