

BANCO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA CON ESTANQUE— H-2710A



SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El banco tiene incluye un orificio para dar cabida a la función de pesaje debajo de la balanza y una estantería con manivela que permite subir el estanque de agua hasta la muestra, facilitando la inmersión de la misma.

Incluye un estanque de polietileno de 30 galones que mide 18"x24"x18" (457x610x457mm) de profundidad y viene con una válvula de drenaje y una puerta de rebalse.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO