

## BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, 10.5 "X 5.5" X 4.5 " -H-3986S



**SKU:** H-3986S | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas rectangulares de Acero Inoxidable](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable, 10.5 "x 5.5" x 4.5 " Profundidad (267 x 40 x 114)

Diseño rectangular duradero, con muchos usos en el laboratorio.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO