

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, 13.5 "X 6.75" X 5 " -H-3967S



SKU: H-3967S | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas rectangulares de Acero Inoxidable](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable, 13.5 "x 6.75" x 5 " Profundidad (343 x 171 x 127)

Diseño rectangular duradero, con muchos usos en el laboratorio.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO