

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, 15.5 "X 8" X 7 " -H-3996S



SKU: H-3996S | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas rectangulares de Acero Inoxidable](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable, 15.5 "x 8" x 7 " Profundo (394 x 204 x 178)

Diseño rectangular duradero, con muchos usos en el laboratorio.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO