

## BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, 22 "X 6.5" X 5.25 " -H-3993S



**SKU:** H-3993S | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas rectangulares de Acero Inoxidable](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable, 22 "x 6.5" x 5.25 " Profundo (559 x 165 x 133)

Diseño rectangular duradero, con muchos usos en el laboratorio.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO