

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, 6.5 "X 6" X 4.5 " -H-3981S



SKU: H-3981S | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas rectangulares de Acero Inoxidable](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable, 6.5 "x 6" x 4.5 " Profundidad (165 x 152 x 114)

Diseño rectangular duradero, con muchos usos en el laboratorio.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO