

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA MUESTRA—H-3185T



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja de acero inoxidable para muestra—H-3185T

Bandeja para muestras de 3 x 4 x 16" (76 x 102 x 406 mm)

Bandeja de acero inoxidable para muestra—H-3185T

Bandeja para muestras de 100 x 100 x 400 mm.

Bandeja de acero inoxidable para muestra con pico—H-3185TS

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO