

## BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Bandeja de fluido para usar con equipos de prueba de cilindro. La bandeja de acero inoxidable captura el fluido de liberación. También se incluye con la compra de conjuntos de prueba de cilindro sin calefacción.[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO