

**BANDEJA DE MUESTRAS DE ACERO INOXIDABLE - MUESTRAS DE 3" X 4" X 16.375
(76 X 102 X 406 MM) - H-3185TA**



Bandeja de muestras de acero inoxidable

Compatible con las siguientes normas: [ASTM C666](#)

SKU: H-3185TA | **Categorías:** [Humboldt](#), [Bandejas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-3185TA

Bandeja de muestras de acero inoxidable - Muestras de 3" x 4" x 16.375 (76 x 102 x 406 mm)



H-3185TM

Bandeja de muestras de acero inoxidable - Muestras de 100 x 100 x 400 mm

Código del Producto

H-3185TA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO