

BANDEJA DE POLVO PARA LAS PANTALLAS DE PRUEBA DE GILSON -H-4283P



SKU: H-4283P | **Categorías:** [Accesorios agitadores](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utilizado para recolectar y manejar multas. La profundidad de 4 "(100 mm) tiene capacidad adicional para muestras con fracciones finas altas.

La bandeja se adapta a los agitadores H-4273, H-4274, H-4283, H-4276



[H-4283P](#)

Bandeja de polvo para las pantallas de prueba de Gilson



[H-4286](#)

Carcasa para puerta para H-4283, H-4276
Agitadores



[H-4307](#)

Accesorio de limpieza y pesaje

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO