



**BANDEJA PROFUNDA DE POLVO DE 4 " PARA PANTALLA DE PRUEBA GILSON -  
H-4283P3**



**SKU:** H-4283P3 | **Categorías:** [Accesorios agitadores](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pantallas Vibratorias](#) |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este colector de polvo tiene capacidad adicional para muestras con fracciones de finos altos.

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO