

BANDEJAS DE ALMACENAMIENTO H-4285



SKU: H-4285 | **Categorías:** [Accesorios agitadores](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pantallas Vibratorias](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El rack almacenamiento proporciona almacenaje organizado para hasta siete bandejas de pantallas mientras protege las bridas de las bandejas y el tejido del alambre de posibles daños.

Las secciones robustas de acero esmaltado de 24 pulgadas (610 mm) se ajustan en la parte superior o inferior de la mayoría de los bancos de laboratorio y se pueden atornillar para el apilamiento.

Se requiere ensamblaje. Est.

Peso de envío: 43 lb (20 kg).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO