

## BAÑERA DE AGUA MARSHALL



### DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable con aislamiento, tapa, bandeja de inserción y bomba de circulación. Dentro tenue. 590x350x200 mm, volumen 45 l. Calefacción eléctrica con regulador PID hasta 95 ° C con indicador de temperatura.



**SKU:** 20-1620 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL