

BAÑERA DE PENETRACIÓN PARA PRECALENTAMIENTO



DESCRIPCIÓN

Bañera de Penetración para precalentamiento en acero inoxidable con tapa y calentador de inmersión 25 .. 100 x 0.1 ° C para precalentar muestras de prueba de penetración. Equipado con bomba de circulación de agua y accesorio para conectar a 20-2076.



SKU: 20-2090 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO