

BAÑO CINEMÁTICO THERMOCAP PLUS



Baño de precisión, controlado por temperatura para viscosímetros capilares.

SKU: B150V20 | **Categorías:** [Baño Cinemático](#), [fungilab](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Baño de Viscosímetro de Precisión, adecuado para viscosímetros capilares Cannon-Fenske, Ubbelohde, Ostwald, Tubo BS / U, Cannon-Manning semimicro, Ubbelohde BS / IP / SL y BS / IP / MSL.

Soporte universal para viscosímetros capilares, fabricado en PTFE, abrazadera de sujeción de acero inoxidable AISI 304.

Indicado para:

- Rutina de Cannon-Fenske
- Cannon-Fenske Opaque

Ubbelohde

- Ostwald
- BS U Tube

* Adicionales Fungilab baños cinemáticos serie están disponibles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO