

BAÑO DE AGUA DE GRAN TAMAÑO 62L BELL-BAÑAGUGRATAM-17



El Baño de Agua Bell-BañAguGraTam-17 es aplicable para destilación, concentración, secado y calentamiento termostático de unidades médicas, universidades y colegios, unidades de investigación científica y laboratorios de empresas industriales y mineras como empresas de impresión y teñido químico y empresas farmacéuticas.

SKU: B-01-29-0801-0100 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La carcasa del producto está formada y mecanizada con chapa de acero de alta calidad. Se adopta el proceso de pulverización eléctrica estática en la superficie, que es resistente y duradera. El contenedor interior está acabado por el estiramiento de acero inoxidable.
- El revestimiento y la cubierta superior están hechos de chapa de acero inoxidable de alta calidad, con una fuerte resistencia a la corrosión.
- El tubo de calefacción en forma de U se adopta para el calentamiento directo en el agua. El aumento de temperatura es rápido y la pérdida térmica es pequeña.
- La pantalla digital de una fila o el controlador de temperatura inteligente ofrecen un funcionamiento sencillo y un efecto de aplicación favorable.

Especificaciones:

Modelo	Bell-BañAguGraTam-17
Código SKU	B-01-29-0801-0100
Tensión de alimentación	220V/60HZ
Potencia (W)	2850W
Movimiento de temperatura (°C)	±0,5
Rango de temperatura (°C)	RT+5~100
Senilidad del control de la temperatura(°C)	≤±1
Error de visualización (°C)	≤±2.5
Tamaño de la cámara (mm)	620*500*200m m
Tamaño de los productos (mm)	650*530*330m m
Tamaño del embalaje (milímetro)	760*640*430m m
N.W.(Kg)	17KG
G.W.(Kg)	25KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO