

## BAÑO DE AGUA DIGITAL - SIN AGITACIÓN



El baño de agua sin agitación **BELLBAÑOAGI-500W** / **BELLBAÑOAGI-1000W** tiene un controlador microprocesador PID con ajuste de temperatura digital y lectura de temperatura digital.


Con la tapa o la tapa del hastial, la temperatura puede alcanzar hasta 100 grados C.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



Gable cover



Test tube rack



BELBAÑOAGI-1000W

BELBAÑOAGI-1000W

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Control de temperatura del microprocesador PID.
- La gran abertura de la bañera le permite sumergir las muestras convenientemente.
- Dentro del tanque de acero inoxidable.
- Tipo sin agitación.
- Calentador de tubo inoxidable de inmersión de larga duración.
- Certificación de calidad: ISO 9001, ISO 13485.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO