

## BAÑO DE AGUA PARA 250 MUESTRAS DE MORTERO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Baño de Agua para 250 Muestras de Mortero

Descripción del producto:

- Baño de agua para especímenes de mortero de pie.
- EN 196-1
- Que consiste en:
  - Marco de acero inoxidable con 2 tanques de acero inoxidable
  - Capacidad de almacenamiento en húmedo para 160 especímenes.
  - Rejilla de acero inoxidable para fijar las muestras.
  - Sistema de calentamiento por termostato con dispositivo de enfriamiento
- Oscuro. (wxdxh) = 1000 x 750 x 1500 mm
- Peso aproximado. 160 kg
- 400 V / 50 Hz con un enchufe CEE de 16 A

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO